


松风前牙制备套装

SHOFU ANTERIOR PREPARATION KIT

用于前牙牙体预备和修形

	前牙制备				抛光修型		精细抛光			
	101L	213R	101Ra	104	111	117	F104R	F414S	SF104R	SF219
头部直径	1mm	1.2mm	0.8mm	0.3mm	4.2mm	3.2mm	0.5mm	1.01mm	0.6mm	0.8mm
头部长度	10mm	8mm	10mm	10mm	1.4mm	4.85mm	10mm	9mm	10mm	5mm
车针长度	23mm	22mm	23mm	23mm	19mm	19mm	23mm	21mm	23mm	19mm




松风后牙制备套装

SHOFU POSTERIOR PREPARATION KIT

用于后牙牙体预备和修形

	后牙制备				抛光修型		精细抛光			
	202	201CR	102R	212R	201Ra	148	F201R	F414S	SF102R	SF219
头部直径	1.5mm	1.1mm	1.1mm	1mm	0.7mm	1.4mm	0.7mm	1.01mm	1.1mm	0.8mm
头部长度	5mm	7mm	9mm	6mm	7mm	4.8mm	7mm	9mm	9mm	5mm
车针长度	19mm	21mm	22mm	21mm	21mm	19mm	21mm	21mm	22mm	19mm



松风瓷贴面制备套装


SHOFU PORCELAIN VENEER PREPARATION KIT

用于瓷贴面的预备和修形



DIAMOND POINT FG

	瓷贴面制备						抛光修型		精细抛光	
	101	105R	213R	101Ra	104	304	121	122	F104	SF104R
头部直径	0.8mm	1.2mm	1.2mm	0.8mm	0.3mm	0.3mm	2.6mm	3.6mm	0.3mm	0.6mm
头部长度	10mm	11.5mm	8mm	10mm	10mm	6mm	3.6mm	4mm	10mm	10mm
车针长度	23mm	23.5mm	22mm	23mm	23mm	21mm	19mm	19mm	23mm	23mm



松风嵌体制备套装

SHOFU INLAY PREPARATION KIT

用于嵌体的预备和修形

	嵌体制备						抛光修型		精细抛光	
	202CR	206CR	207CR	311RM	114	421S	F204	SF202CR	SF206CR	SF219
头部直径	1.5mm	1.5mm	2mm	1.3mm	1.2mm	1mm	0.3mm	1.5mm	1.5mm	0.8mm
头部长度	5mm	3.2mm	3.2mm	4.7mm	8mm	3.1mm	8mm	5mm	3.5mm	5mm
车针长度	19mm	19mm	19mm	19mm	22mm	19mm	22mm	19mm	19mm	19mm

