

K-CLAMP



100年先にも輝く笑顔を
Bright smiles for another 100 years

橡皮障夹



超高性价比!
价格合理+质量卓越

结构设计合理!
实用套装组合

弹性超凡!
柔软 & 操作简易

121°C耐高温消毒



韩国新兴中国区独家总代理

K-CLAMP

橡皮障夹



橡皮障夹规格



标准型
NORMAL




哑光型
MATT

*减少强光反射, 医生操作视野更清晰



磨牙夹

★ 标识的 12 个型号为成人套装




Molar



★ 201

喙缘向下, 用于体积较小的磨牙及残冠的夹持




Molar



★ 202

喙缘平, 用于体积较大的下颌磨牙




Molar



★ 203

与 #204 成对, 喙缘平, 用于牙冠体积较小的右侧下颌磨牙, 第二乳磨牙适用




Molar



★ 204

与 #203 成对, 喙缘平, 用于牙冠体积较小的左侧下颌磨牙, 第二乳磨牙适用




Molar



★ 205

喙缘向下, 用于第二磨牙及体积较小的第一磨牙




Molar



★ 14

喙缘向下, 上下颌磨牙通用, 可用于未完全萌出的牙齿




Molar



10

与 #11 成对, 喙缘平, 用于体积较小的右侧下颌磨牙




Molar



11

与 #10 成对, 喙缘平, 用于体积较小的左侧下颌磨牙




Molar



14A

喙缘下突, 用于部分萌出的磨牙或残冠, 略大于 #14




Molar



5

喙缘向下, 用于上颌磨牙 (牙冠体积较小者)




Molar



56

喙缘向下, 通用于下颌磨牙



Molar




4


喙缘向下, 通用于上颌磨牙




强力夹




与 #13A 成对，用于右下及左上磨牙，喙缘平，锯齿状



与 #12A 成对，用于左下及右上磨牙，喙缘平，锯齿状



通用于上颌磨牙，锯齿状喙缘




通用于下颌磨牙，锯齿状喙缘




前磨牙夹


★ 标识的 12 个型号为成人套装




喙缘向下，通用于前磨牙及残冠




通用于下颌前磨牙




用于体积较大的前磨牙，略大于 #207




用于体积较小的前磨牙，略小于 #208，夹持力更强




用于体积较小的上下颌前磨牙，喙缘平




用于体积较大的上下颌前磨牙，喙缘平，略大于 #2



用于双尖牙残冠与残根，喙缘向下



用于颈部狭窄的双尖牙，也可用于乳前牙，喙缘平




用于体积很小的前磨牙，也可用于乳前牙，喙缘平




前牙夹




用于上颌中切牙及尖牙



用于上下颌前牙，喙部错开



用于前牙牙龈推开无翼，喙部错开



上下颌前牙牙龈排开夹，平喙









K-CLAMP

橡皮障夹



乳牙专用夹

★ 标识的 8 个型号为儿童套装



K-CLAMP 套装



成人橡皮障夹套装

型号: 14、201、202、203、204、205、206、207、208、209
12 只 / 套



儿童橡皮障夹套装

型号: 54、55、64、65、74、75、84、85
8 只 / 套 (含不锈钢可消毒底座)



橡皮障夹器械套装

成人橡皮障夹套装 *1
成人面弓 *1
夹持钳 *1
打孔器 *1



K-CLAMP 相关产品



橡皮障夹补充装

标准型 / 哑光型
各 39 个型号



成人 & 儿童橡皮障支架

1 个 / 袋

欲了解更多松风信息
请扫描下方二维码



贡献于世界齿科医疗的

株式会社 松風

本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・日本

松風齿科器材贸易(上海)有限公司: 上海市松江区佘山工业区吉业路645号 (201602) 电话: (8621) 57796980 传真: (57796981) E-mail: shanghai@shofu.com.cn

http://www.shofu.com.cn